

LE SOIN CRYO BUSTE

d'Osé Group

La Cryodermie contre-attaque et cible le relâchement.

Ce soin cryo va définitivement prémunir, maintenir et stimuler le soutien-gorge naturel (décolleté et poitrine). La température stabilisée à -5°C est idéale pour traiter avec efficacité cette «zone sensible». Les actifs vont pénétrer en profondeur (c'est la Cryophorèse) et apporteront des résultats immédiats sur l'hydratation, la nutrition, et l'amélioration des fibres d'élastine. Offrez à votre clientèle un «buste galbé, ferme et tonique».

La Cryo stabilisée à -5°C , très appréciée pour son côté «tenseur naturel», alliée à des actifs judicieusement sélectionnés, tels que l'aloé vera, le Moist 24, la vitamine E et le Rigin, entre autres, permettent de défroisser le décolleté, d'hydrater et de raffermir la poitrine, pour sublimer le buste de vos clientes, dès le premier soin.

La Cryophorèse provoque une vasomotricité intermittente par l'action du froid à -5°C , qui décuple les résultats, car un pourcentage plus important d'actifs pénètre jusque dans le derme.

Le soin Cryo Buste peut être proposé en traitement de fond d'une heure ou en soin spécifique «intensif» de 30 minutes, conseillé en cure (2 fois/semaine).

DÉROULEMENT

1/ Préparez la zone

(3 min).

- Appliquez avec les doigts du «Fluide Perfect Nettoyant et Optimisant» sur l'ensemble du décolleté et de la poitrine.

- Rincez.

2/ Appliquez une compresse chaude

En deux temps : préparation de la peau et bien-être de la cliente (1 min).

- Décolleté : posez la compresse sur le décolleté, faites une pression sur les épaules.

- Poitrine : placez la compresse sur la poitrine, pressions légères sur les côtés en l'enveloppant. Puis légères pressions sur le dessus de la poitrine.

3/ Exécutez un gommage en passant la Sonde Cryo- 5°C

(20 min).

- Appliquez le «Sérum Perfect Lissant», tenseur immédiat, qui stimule la production de collagène.

- Appliquez le «Gommage Perfect Repair» sur l'ensemble de la poitrine et du décolleté (avec des mouvements d'effleurage vers le haut). Décongestionnant, il active la microcirculation sanguine, agit sur les mécanismes de la peau, améliorant l'élasticité et la fermeté, hydrate profondément et durablement).

- Gomez avec des mouvements circulaires en remontant sur le décolleté, en tenant bien les tissus, puis par effleurage appuyé.

- Gomez le dessous des seins en remontant sur le côté avec des mouvements doux.

- Passez la Sonde Cryo- 5°C (trois passages).

Étapes «Gommage suivi du passage de la Sonde Cryo- 5°C »

À exécuter trois fois.

- Finalisez cette étape avec la compresse chaude (nettoyage).

Ces trois gommages successifs permettent une régénération intensive et une pénétration plus profonde des actifs judicieusement sélectionnés.

Le passage de la Sonde Cryo à -5°C après chaque gommage crée une analgésie cutanée et une action anti-inflammatoire, qui permettent d'effectuer les trois gommages successivement sans aucun désagrément (échauffement ou picotement).

Le fait de passer la Sonde Cryo- 5°C après chaque gommage provoque un choc thermique qui crée une vasomotricité inter-

mittente (vasoconstriction suivie d'une vasodilatation par effet réflexe). Cela permet de relancer la micro-circulation sanguine et lymphatique qui engendre une meilleure nutrition des cellules et une stimulation de l'élasticité de la peau. Par conséquent, on lutte efficacement contre le relâchement tissulaire.

Cela provoque aussi une analgésie cutanée : l'application du froid permet une inhibition rapide (presque immédiate) de la conduction nerveuse dans les fibres sensibles cutanées. De plus, elle engendre une sidération des terminaisons libres qui sont nombreuses au niveau de la peau. Ces deux actions concomitantes créent une analgésie cutanée qui apparaît rapidement. Cela permet d'effectuer certains soins qui seraient plutôt mal vécus sans l'application du froid.

4/ Exécutez un modelage avec le «Sérum Hydratant» en passant la Sonde Cryo- 5°C (fig. 1)

(14 min).



Ce sérum actif contre les radicaux libres est reminéralisant, il assouplit en douceur et hydrate.

- Pratiquez un modelage de la poitrine avec des manœuvres d'effleurages et de pétrissages enveloppants. Assouplissez les tissus cutanés. Relancez la synthèse des fibres pour renforcer le soutien-gorge naturel et galber ainsi la poitrine.

- Passez la Sonde Cryo- 5°C (3 passages).

5/ Appliquez le «Masque Perfect Éclat» en passant la sonde Cryo- 5°C (fig. 2)

(9 min).



- Appliquez le «Masque Perfect Éclat» sur l'ensemble de la poitrine et du décolleté. Le masque agit sur les mécanismes de la peau améliorant l'élasticité et la fermeté, il a un grand pouvoir de réserve d'eau, est anti-inflammatoire, a une action anti-oxydante, et un effet raffermissant. Sa texture crème riche en actifs optimise l'hydratation en profondeur, défroisse le décolleté, et donne de la fermeté au galbe des seins.

- Passez la Sonde Cryo-5°C (3 passages)
- Rincez avec la compresse chaude.

6/ Sérums Perfect Lissant + Gel Perfect Hydratant (8 min).

- Appliquez une dose généreuse de «Sérums Perfect Lissant», effet tenseur immédiat, pour garder la rémanence des bénéfices obtenus pendant le soin.
- Puis appliquez le «Gel Perfect Hydratant». Il renforce les défenses naturelles et favorise la régénération cellulaire, régénère les membranes cellulaires, lutte contre les radicaux libres et a un grand pouvoir de réserve d'eau.
- Faites pénétrer les actifs en passant la Sonde Cryo-5°C (trois passages).

7/ Finalisez le soin (Fig. 3).



Bien-être de la cliente (5 min).

- Appliquez la compresse chaude.
- Posez une serviette sèche sur les épaules de votre cliente. Descendez le long des bras. Finissez sur le décolleté. Le protocole de traitement Cryo Buste est terminé.

DURÉE ET PRIX

1 h, 65 €.

30 minutes, 35 €.

LE SOIN PERLE BLANCHE de GEMOLOGY

Issu de la cosmétique moléculaire, le Soin Perle Blanche permet d'éclaircir la peau, de diminuer visiblement les taches brunes et d'illuminer le teint.

DÉROULEMENT

- Démaquillez avec «Pluie de Cristal» ou le «Démaquillant Waterproof Malachite» et le «Bijou Nacré». Terminez avec la «Lotion Quartz Rose».
- Gomez avec le «Peeling Ambre Bleue».
- Nettoyez la peau avec le «Gel Nettoyant Ambre Bleue».
- Appliquez 20 «Perles Blanches» sur les taches brunes et les rides. Massez les perles et appliquez 1,5 ml de «Sérums Magnésium» sur tout le visage pour faire pénétrer les actifs.
- Procédez au massage du cou et des bras avec l'«Huile pour le Corps La Précieuse».
- Procédez au massage avec la «Crème de Massage Minérale Visage».
- Appliquez le «Contour des Yeux».
- Couvrez les yeux avec des cotons humides.
- Préparez le masque visage : verser 80 ml d'eau dans un bol et ajoutez un sachet de «Masque Sorbet Mousse Perle Blanche». Laissez gonfler à la surface, puis mélangez bien.
- Appliquez sur tout le visage et le cou. Laissez poser 10 minutes.
- Passez au massage du cuir chevelu et laissez votre cliente se reposer.
- Appliquez la lotion «Quartz Rose».
- Appliquez le «Correcteur Perle Blanche» sur les taches brunes.
- Appliquez le «Sérums Perle Blanche».
- Appliquez le «Contour des Yeux».
- Appliquez la «Crème Perle Blanche».

DURÉE

75 minutes.

LE SOIN LUMIN'ÉCLAT de Maria Galland

Le soin Lumin'Éclat a été pensé pour toutes les femmes soumises à un rythme intense.

Pollution, fatigue ou encore déséquilibre alimentaire participent au vieillissement cellulaire cutané prématuré.

Le soin Lumin'Éclat corrige les premiers signes de l'âge avec un résultat visible immédiatement. Il estompe les premières rides, repulpe les contours du visage et redonne instantanément éclat à la peau.

DÉROULEMENT

- Le rituel commence par un massage du haut du dos et du plexus pour un lâcher-prise immédiat.
- Après le démaquillage, la peau est nettoyée en profondeur par une double exfoliation (mécanique et enzymatique).
- Le modelage spécifique qui suit, associant pianotements, pétrissage, brosseage, drainage et enfin shiatsu, fait toute l'originalité de ce soin.

- Le cuir chevelu est ensuite massé pendant la pose du masque, pour une détente en profondeur.
- Le protocole se termine par un modelage relaxant, qui en fera tomber plus d'une dans les bras de Morphée.

DURÉE ET PRIX

1 heure.

85 €.